



BASCULA DE BAÑO



TH-BD121

BATERÍA O PILAS

- Antes del primer uso, poner las pilas.
- Utilizar siempre pilas alcalinas de alta calidad.
- Si la báscula no se utiliza durante largos períodos se aconseja quitar las pilas.
- Mantenga las pilas y baterías fuera del alcance de los niños.
- Almacenar las pilas en zonas alejadas de fuentes de calor.
- Nunca mezclar varios tipos de pilas tales como nuevas y gastadas.
- Si la báscula no funciona correctamente, cambie las pilas por otras nuevas.

SEGUIMIENTO MEDIANTE APP

- Instalar la App OKOK-International, disponible para iOS y Android.
- Mantener la báscula encendida.
- Encender el bluetooth de su dispositivo móvil.
- Entrar en la App y en ajustes buscar dispositivos y después buscar la báscula.
- Una vez vinculada la báscula, ya puede llevar el control de su peso.
- Cada vez que la báscula registre un peso, lo enviará a la app.
- Ponga todos los datos que le pide la app y podrá llevar el control de su peso.



OKOK Healthcare

UBICACIÓN

Para un correcto funcionamiento de la báscula, debe ponerse en un suelo firme, liso y nivelado. De lo contrario, el peso puede dar lugar a errores.

FUNCIONAMIENTO

- La báscula se enciende automáticamente cuando se sube encima.
- Primero poner un pie encima hasta que la báscula se encienda.
- Esperar a que aparezca "0" en el display.
- Una vez en cero "0", ya puede subirse encima para pesarse.
- Debe poner los dos pies centrados, dentro de la superficie de la báscula. Cualquier otra posición de los pies puede dar peso erróneo.
- La báscula calculará su peso y parpadeará el display.
- Una vez se quede fijo el display, ese será su peso.
- La báscula se apaga sola automáticamente.

ESPECIFICACIONES

- Tamaño 300x300mm
- Unidad de pesado KG / LB
- Pantalla LCD
- Material Cristal Templado 6mm de grosor + Plástico tipo ABS
- Pilas / Baterías: Tipo AAA (x2) incluidas.
- Auto apagado.
- Auto Reset a Cero "0".
- Capacidad / Peso Máximo 180kg
- Peso Mínimo 100gr



www.thulos.com

Información: thulos@thulos.com
Servicio Técnico: sat@grupothulos.com



BATHROOM SCALE.



TH-BD121

BATTERY.

- Before the first use, put the batteries.
- Always use alkaline high quality batteries.
- If the scale is not used for long periods, it is advisable to remove the batteries.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Store batteries in areas away from heat sources.
- Never mix different types of batteries such as new and old.
- If the scale does not work properly, replace the batteries with new ones.

MONITORING THROUGH APP

- Install the OKOK-International App, available for Ios and Android.
- Keep the scale on.
- Turn on the bluetooth of your mobile device.
- Enter the App and in settings search for devices and then search for the scale.
- Once the scale is linked, you can now keep track of your weight.
- Every time the scale registers a weight, it will send it to the app.
- Put all the data that the app asks for and you can keep



track of your weight.

LOCATION.

For a correct operation of the balance, it must be placed on a table firm, smooth and level. Otherwise, the weight can lead to errors.

OPERATION.

- The scale turns on automatically when it is climbed on top.
- First put one foot on it until the scale turns on.
- Wait for "0" to appear on the display.
- Once "0" is zero, you can climb on top to weigh yourself.
- You must put both feet centered, within the surface of the scale.
Any other position of the feet can give wrong weight.
- The scale will calculate your weight and the display will flash.
- Once the display is fixed, that will be its weight.
- The scale turns itself off automatically.

SPECIFICATIONS.

- Size 300x300mm
- KG / LB weighing unit
- LCD Screen.
- Material Tempered Glass 6mm thick + ABS type plastic
- Batteries: AAA Type (x2) included.
- Auto off.
- Auto Reset to Zero "0".
- Capacity / Maximum Weight 180kg
- Minimum Weight 100gr



www.thulos.com
Information: thulos@thulos.com
Technical Service: sat@grupothulos.com